文件编号：G-17104-1

试管预制培养基

生理盐水

【中文名称】生理盐水

【英文名称】Normal Saline

【产 品 号】

货号	产品规格	产品类型及包装容器规格
17104	10mL/支×20 支/盒	螺口玻璃试管

【用　　途】用于样品稀释。

【原　　理】氯化钠维持渗透压。

【成　分】

氯化钠	9.0g
纯化水	1000mL

参照《中国药典》2025 版配方配制。

【灭菌条件】121℃ 高压灭菌 15min。

【使用方法】

在洁净环境，打开包装，用 75%酒精对瓶盖表面消毒，开盖后即可使用，需注意无菌操作。

【质量控制】

1. 外观（性状）：无色澄明液体
2. pH 值（25℃）：4.5~7.0
3. 无菌性：30-35℃培养 7 天，无菌落生长。

【有 效 期】12 个月

【保存条件】2～25℃

【注意事项】

1. 本品使用时请做好适当的防护措施。
2. 包装不可二次使用。
3. 按照适当的生物危害处理方式处理废弃的产品，检测之后带菌容器置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后，可丢弃处理。
4. 本产品仅适用于工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。

【执行标准】GB4789.2-2022

【资料下载信息】质检报告可登录北京三药网站https://www.nifdc.com， 打开“报告查询”页面，输入货号和批号下载。

【参考文献】GB4789.2-2022 食品安全国家标准 食品微生物学检验菌落总数测定

【说明书核准日期及修订日期】2026年09月24日

销售热线：400-819-3131　　电子邮件：sanyao@nifdc.com
网　　址：www.nifdc.com　　联系地址：北京经济技术开发区建安街甲2号